



Varenummer 1999911005

Låg, Ø8cm, klar, PET, med kryds

✓ Se indholdet nemt



Produktbeskrivelse

PET låget er klar, så det er nemt at se og differentiere mellem indholdet ovenfra.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Farve	Klar
Features	Med kryds
Materiale	PET
Diameter	8 cm
Vægt, netto	2 g
Vægt, brutto	2 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperatur Tolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i 10 dage.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	53.5 cm	19.6 cm	44.4 cm	5703538477362
pk	100 stk	60.9 cm	14.2 cm	9 cm	5703538472725
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polyethylentereftalat er en type plast.

PET