



Varenummer 1999911059



Gastro.

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø15cm, hvid, pap, kaolin coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	15 cm
Vægt, netto	3.5 g
Vægt, brutto	3.5 g
Tykkelse	205 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer. Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	3047 0023
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatortolerance	Anbefalet brug fra -20°C til +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk	30 cm	30 cm	30.5 cm	5703538472886
pk	100 stk	14.9 cm	14.9 cm	6.6 cm	5703538472879



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.

