


**Varenummer** 1999911089

## Urinposeholder, CarePocket, L, brun



### Produktbeskrivelse

Anvendes hvor man ønsker urinposen fikseret på lår eller læg. Urinposeholderen trækkes op på benet og urinposen placeres heri. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen. Kan vaskes ved 60 grader Celcius.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposeholder
Varemærke	CarePocket
Størrelse	L
Farve	Brun
Ingredienser/sammensætning	80% polyester, 20% elasthan
Låromkreds	55-80 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	38.6 cm	19.8 cm	13.6 cm	5703936020337
pk	5 stk	23.3 cm	19.5 cm	4 cm	5703936020320
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet må ikke kemisk renses.