



Varenummer 1999911101

Stander, hvid, til hånddesinfektions touchfree dispenser

Produktbeskrivelse

Stander med drypbakke til touchfree dispenser. Kan bruges til Deb, Purell, Gojo og ABENA touchfree dispenser, dispenserne skal monteres med dobbeltklæbende tape af god kvalitet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Farve	Hvid
Features	Til hånddesinfektions touchfree dispenser
Vægt, netto	7 kg
Vægt, brutto	7.5 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Samles efter brugsanvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	121 cm	32 cm	15.7 cm	5703538473036
stk	1 stk				