



Varenummer 1999911111

## Urinposeholder, Leggyfix, M, blå, 10 stk.



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af benposen på lår eller læg. Urinposeholderen trækkes op på benet og urinposen placeres heri. Herefter trækkes den nederste del udenpå posen, så der dannes en lomme. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposeholder
Varemærke	Leggyfix
Størrelse	M
Farve	Blå
Features	10 stk.
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	63% polyester, 37% elasthan
Låromkreds	40-50 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60 °C i vaskepose efterfulgt af let tørreumbling. Tåler vask op til 25 gange.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	59.1 cm	41.2 cm	50.2 cm	5703936001770
pk	10 stk	34.7 cm	21.4 cm	4.6 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



STANDARD  
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.