

Varenummer

1999911185

Podenål, Sarstedt, hvid, 1 µl, loop

Produktbeskrivelse

Gammasterile podenåle fra Sarstedt fremstillet i polystyren. Podenålene er med rund spids med 1 µl øje. De sterile podenåle minimerer risikoen for krydskontamination. Podenålene er farvekodede hvid til let identifikation.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Podenål
Varemærke	Sarstedt
Farve	Hvid
Features	1 µl, loop

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 pose	33.5 cm	22 cm	12.4 cm	
pk	50 pose	22 cm	16 cm	10 cm	
pose	10 stk				