



Varenummer 1999911199

Sutur, Monolac, 75cm, natural, 3/0, DS-25 nål (FS-1), resorberbar, steril

Produktbeskrivelse

Monolac monofil syntetisk sutur med mellemlang absorbtionsevne, fremstillet af glycolid og ε-Caprolacton, anvendes primært som hudsutur. Halveringstid 7 dage, fuldt resorberet efter 90 - 120 dage. Monolac monofilament bør ikke anvendes i væv, der er udsat for ekspansion, strækning eller udspilning, eller som kan kræve langvarig mekanisk støtte.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Monolac
Sekundær farve	Natural
Features	3/0, DS-25 nål (FS-1), resorberbar, steril
Længde/dybde	75 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				