



Varenummer 1999911199

Sutur, Monolac, 75cm, natural, 3/0, DS-25 nål (FS-1), resorberbar, steril



## Produktbeskrivelse

Monolac monofil syntetisk sutur med mellemlang absorbtionsevne, fremstillet af glycolid og ε-Caprolacton, anvendes primært som hudsutur. Halveringstid 7 dage, fuldt resorberet efter 90 - 120 dage. Monolac monofilament bør ikke anvendes i væv, der er udsat for ekspansion, strækning eller udspilning, eller som kan kræve langvarig mekanisk støtte.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Monolac
Sekundær farve	Natural
Features	3/0, DS-25 nål (FS-1), resorberbar, steril
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.