

Varenummer 1999911200

Sutur, Tervalon, 75cm, grøn, 3/0, DS-25 (FS-1), Non-resorberbar, steril



Produktbeskrivelse

Tervalon er en flettet, ikke resorberbar sutur af polyester. Tervalon er coated med en speciel belægning, som garanterer ubesværet vævspassage og fremragende knudebindingsegenskaber. Tervalon er karakteristisk ved ekstreme trækstyrke og vævskompatibilitet er yderligere positive egenskaber ved Tervalon. Anvendes når der er behov for ikke-absorberbarhed og lav friktionspassage gennem væv. Det er især nyttigt til suturering af sener, Schwann-skeder og hud i plastik- og rekonstruktiv kirurgi.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Tervalon
Farve	Grøn
Features	3/0, DS-25 (FS-1), Non-resorberbar, steril
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.