



Varenummer 1999911210

**Sutur, Polydox Monofilament, 150cm,  
violet, loop, HRX-48 nål (CTX),  
resorberbar, steril**



## Produktbeskrivelse

Polydox monofilament er en langtidsresorberbar, syntetisk sutur lavet af polydioxanon. Suturen er meget fleksibel, bøjelig og let at knytte kombineret med stor styrke på grund af dens langsomme nedbrydningsprofil. Polydox monofilament er ideel til alle indikationer, hvor en forlænget sårstøtte på mere end 4 uger er ønskelig. Anvendes ved langsigtet sårheling (90 -98 dage). Halveringstid 45 dage. Fuldt absorberet 180 - 240 dage.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Polydox Monofilament
Sekundær farve	Violet
Features	Loop, HRX-48 nål (CTX), resorberbar, steril
Længde/dybde	150 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.