

Varenummer 1999911213

## Sutur, Chiralen Monofilament, 45cm, blå, 4/0, DS-19 nål (FS-2), non-resorberbar, steril



### Produktbeskrivelse

Chiralen monofilament er en ikke-resorberbar sutur lavet af polypropylen. Suturen er hydrofob og er ikke udsat for nedbrydning af vævsenzymmer. Chiralen monofilament har en glat, ikke-porøs overflade, der garanterer en ren og jævn passage gennem vævet, optimal elasticitet og høj synlighed. Anvendes blandt andet som hudsutur

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chiralen Monofilament
Farve	Blå
Features	4/0, DS-19 nål (FS-2), non-resorberbar, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.