



Varenummer 1999911305

G3 Quicklook AED Akuttaske, 29,5 l, rød**Produktbeskrivelse**

Designet til at rumme de fleste hjertestartere. Klik-spænde giver hurtig adgang til hjertestarter. Gennemsigtig lomme giver hurtig overblik over hjertestarterens status. Hovedrummet indeholder tre aftagelige og flytbare "Stick in Place" poser, der giver synlighed og gør det nemt at organisere indholdet. Quickzip adgang til hovedrummet via ryg panelet for at opretholde den nemme adgang til indhold og hjertestarter. Store sidelommer giver hurtig adgang til livsvigtige værktøjer. Lavet i BBP materiale som er blod-, væske- og snavsafvisende materiale. Dimensioner: 46 x 35,5 x 19 cm (H x B x D) Vægt: 1,5 kg.Kapacitet: 29,5 liter Bemærk: Tasken sælges uden hjertestarter og tilbehør.

Specifikationer

Produktbetegnelse	G3 Quicklook AED Akuttaske
Farve	Rød
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	35.5 cm
Bredde	19 cm
Højde	46 cm
Vægt, netto	1.5 kg
Rumindhold, brutto	29.5 l
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	35.5 cm	19 cm	46 cm	