



Varenummer 1999911324



Lang undersøgelseshandske, ABENA Classic Protect, L, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Ekstra lang
- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner



Produktbeskrivelse

Lang undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Handskerne er elastiske og tilpasser sig håndens form ved brug. Kan anvendes til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncreme. Indeholder ingen latexproteiner, så den kan sikkert anvendes selv af personer med latexallergi.



MEDIUM GRIP



EN 455

EN 421:2010



EN374-5:2016



374-1:2016/Type B



AQL 1.0

EN 420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lang undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic Protect
Størrelse	L
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	290 mm
Bredde	107 mm
Tykkelse	0,08 +/- 0,02 mm mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 455, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, AQL 1.0, EN 420, EN ISO 374-2:2019
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	41.2 cm	26.8 cm	27.4 cm	5713571003732
pk	150 stk	26.1 cm	13 cm	8 cm	5713571003725
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsen har en fingerstruktureret overflade.



Handsen har medium greb.



Handsen er 290 mm lang.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



Standarden specificerer kravene for beskyttelsehandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

