




Varenummer 1999911428

Sutur, Chirasorb, 90cm, violet, 2/0, HRX-36 nål (CT-1 plus), resorberbar, steril

Produktbeskrivelse

Chirasorb multifil flettet sutur med mellenlang resorbtionstid. Chirasorb er lavet af 90% glycolid og 10% L-lactid. 75% styrke efter 14 dage. 50% styrke efter 21 dage. Fuldt absorberet efter 56 – 70 dage. Anvendes generelt i blødt væv og/eller ligering i alle specialer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chirasorb
Sekundær farve	Violet
Features	2/0, HRX-36 nål (CT-1 plus), resorberbar, steril
Længde/dybde	90 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Temperaturtolerance	Vicryl,resorberbar sutur

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11.5 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				