

Varenummer 1999911431

Sutureringsæt, Instrapac, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Instrapac engangs sutureringsæt. Sættet indeholder: 1 x Kilner nåleholder (14cm), 1 x Iris operationssaks (lige - 11cm), 1 x Halsted Mosquito arterieklemme (buet - 12,5cm), 1 x Adson pincet (med tænder - 12,5cm), 1 x Adson pincet (uden tænder - 12,5cm), 5 x Nonwoven swabs (7,5x7,5 cm - 4 lag), 2 x håndklædeark (43x38cm) og 1 x bakke (med 2 rum).

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutureringsæt
Varemærke	Instrapac
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	37.4 cm	23.6 cm	23.2 cm	5010058178755
stk	1 stk				5010058078758



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE