



Varenummer 1999911439

**Nåleholder, Crile-wood, 15cm, rustfrit
stål, venstrehåndet, flergangs**



Produktbeskrivelse

Tekno Medical Crile-wood nåleholder med hårdmetalkæber. Anvendes i forbindelse med suturering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder
Varemærke	Crile-wood
Features	Venstrehåndet
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	15 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23 cm	9.5 cm	1 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.