



Varenummer 1999911445

Filmforbinding, Tegaderm Absorbent, 15,2x14,9cm, firkantet, latexfri, steril, engangs

- ✓ Tilpasser sig hudens konturer
- ✓ Skånsom at fjerne
- ✓ Nem at centrere og applicere
- ✓ Såret kan inspiceres
- ✓ Lang anvendelsestid nedsætter skifteintervallerne



Produktbeskrivelse

Unik dobbelt filmforbinding med absorberende polymerkerne, der absorberer sårsekret. Anvendes fra minimalt til moderat væskende sår, hvor man ønsker at kunne observere såret under hele liggetiden. Er væske- og bakterietæt.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Absorbent
Features	Firkantet, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Akrylpolymer, PUR, akrylatklæbestof
Længde/dybde	15.2 cm
Bredde	14.9 cm
Størrelse på sårpude	10,1 x 10,1 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	33 cm	24.7 cm	5.5 cm	50707387808452
pk	10 stk	26.6 cm	18.4 cm	0.3 cm	707387808457
stk	1 stk				707387808440



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt