



Varenummer 1999911447

## Filmforbinding, Tegaderm Absorbent, 20,3x20cm, firkantet, latexfri, steril, engangs

- ✓ Tilpasser sig hudens konturer
- ✓ Skånsom at fjerne
- ✓ Nem at centrere og applicere
- ✓ Såret kan inspiceres
- ✓ Lang anvendelsestid nedsætter skifteintervallerne



### Produktbeskrivelse

Unik dobbelt filmforbinding med absorberende polymerkerne, der absorberer sårsekret. Anvendes fra minimalt til moderat væskende sår, hvor man ønsker at kunne observere såret under hele liggetiden. Er væske- og bakterietæt.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding                                                                   |
| Varemærke                        | Tegaderm                                                                         |
| Vareserie                        | Absorbent                                                                        |
| Features                         | Firkantet, latexfri, steril                                                      |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Akrylpolymer, PUR, akrylatklæbestof                                              |
| Længde/dybde                     | 20.3 cm                                                                          |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Størrelse på sårpude             | 14,9 x 15,2 cm                                                                   |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 2 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|--------|----------------|
| kll   | 40 stk     | 33 cm   | 24.7 cm | 5.5 cm | 50707387808490 |
| pk    | 10 stk     | 26.6 cm | 18.4 cm | 0.3 cm | 707387808495   |
| stk   | 1 stk      |         |         |        | 707387808488   |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt