



Varenummer 1999911517



Doseringsflaske, Diversey Sani 100, 500 ml, klar, plast, med ketchupplåg

- ✓ Klar
- ✓ Manuel dosering

Produktbeskrivelse

Doseringsflasken er farvekodet med silketryk. Bruges til manuel dosering af fortyndet eller uforyndet produkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsflaske
Varemærke	Diversey
Vareserie	Sani 100
Farve	Klar
Features	Med ketchupplåg
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	500 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	21.5 cm	14.4 cm	23 cm	7615400055975
stk	1 stk				7615400782611