



Varenummer 1999911546

## Babyvægt, Seca, 384, Klasse III, bord- og gulvmodel, max 20 kg

- ✓ Babyvægt og fladvægt til børn i ét
- ✓ Liggefladen er nem at løsne fra understellet
- ✓ Breast-Milk-Intake-Function
- ✓ Mobil og robust til transport



### Produktbeskrivelse

To vægte i én! Seca 384 babyvægt med aftagelig vejebakke, graduering på 10 gram, vejekapacitet 20 kg. Seca 384 kan nemt laves om til gulvvægt, ved tryk på én knap kan vejebakke fjernes. Den robuste, men lette vægt er nem at transportere, og de brugervenlige knapper gør den nem at betjene. Funktioner: Tara (for måling af nettovægt), BMIF (Mængden af mælkeindtaget under amningen), Hold (permanent visning af resultat efter aflastning af vægten), slukautomatik (slukker automatisk efter 2 minutter). Anvender 6 styk AA batterier som medfølger. Kalibreringsklasse III (egnet til medicinsk brug).

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Babyvægt
Varemærke	Seca
Model	384
Features	Klasse III, bord- og gulvmodel, max 20 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	58.9 cm	40.3 cm	21 cm	4012030018494
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.