



Varenummer 1999911547

Personvægt, Seca, 813 BT, sort, med bred trædeflade, med bluetooth, max 200 kg

Produktbeskrivelse

Personvægten SECA 813 BT er med sin brede form og lave platform med nubret måtte en ideel vægt til ældre mennesker. Derudover gør den høje kapacitet og solide stålramme den også egnet til kraftige personer. Vægten har step-off funktion, der gør at den tænder når der trædes op på den, og viser resultatet, når der trædes ned af vægten igen. Interval på 100 g. Denne vægt indeholder Bluetooth, hvilket betyder at resultatet kan sendes til og aflæses via en app. på din smartphone.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Seca
Model	813 BT
Farve	Sort
Features	Med bred trædeflade, med bluetooth, max 200 kg
Strømspecifikationer	Batteri
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	46 cm	41 cm	6,4 cm	