



Varenummer 1999911657

Bakke, C 21161A, 115,5x88,9x41 mm, 255 ml, sort, CPET, 1-rums

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 21161A
Farve	Sort
Materiale	CPET
Længde/dybde	115.5 mm
Bredde	88.9 mm
Højde	41 mm
Vægt, netto	8.59 g
Rumindhold, brutto	255 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1152 stk	56 cm	40 cm	36.5 cm	5703969017199
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.