



Varenummer 1999911670

**Imprægneringsrist, Nordic Recycle
Trolley 2.0, 29,7x16x4,5cm, transparent,
HDPE, til 7 ltr. inventarspand**

Produktbeskrivelse

Dryprist til forfugtning af microfiberklude. Gør det nemt at fordele væsken over microfiberkludene. Risten sikrer, at væsken fordeles jævnt over alle klude. Den passer til alle 7 liters inventar spande fra NRT 2.0.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Imprægneringsrist
Varemærke	Nordic Recycle Trolley
Vareserie	2.0
Sekundær farve	Transparent
Features	Til 7 ltr. inventarspand
Materiale	HDPE
Længde/dybde	29.7 cm
Bredde	16 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	0.182 kg
Vægt, brutto	0.182 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29.7 cm	16 cm	45 cm	5707180011790