



Varenummer 1999911686

## Afspænding, Ecolab Toprinse Uni, 1 l, med farve, uden parfume

### Produktbeskrivelse

TOPRINSE UNI, Koncentreret afspændingsmiddel. Toprinse Uni er et koncentreret afspændingsmiddel til brug i alle maskintyper. Det fremskynder tørringsprocessen for alle typer af service.



### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Afspænding                                                   |
| Varemærke                        | Ecolab                                                       |
| Vareserie                        | Toprinse Uni                                                 |
| Features                         | Med farve, uden parfume                                      |
| pH-værdi (konc.)                 | 2.3 - 2.7                                                    |
| Rumindhold, netto                | 1 l                                                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |

### Forpakning


| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 4 stk      | 18.9 cm | 14.6 cm | 24.6 cm | 4028159029587 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |




Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til reng af opvaskemaskiner.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.