



Varenummer 1999911686

## Afspænding, Ecolab Toprinse Uni, 1 l, med farve, uden parfume

### Produktbeskrivelse

TOPRINSE UNI, Koncentreret afspændingsmiddel. Toprinse Uni er et koncentreret afspændingsmiddel til brug i alle maskintyper. Det fremskynder tørringsprocessen for alle typer af service.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Toprinse Uni
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	2.3 - 2.7
Rumindhold, netto	1 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	18.9 cm	14.6 cm	24.6 cm	4028159029587
stk	1 stk				



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rens af opvaskemaskiner.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.