



Varenummer 1999911903



Dispenser, Diversey IntelliCare, hvid, ABS, til sæbe, creme og desinfektion

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig
- ✓ hånddesinfektion, ethanolfri hånddesinfektion
- ✓ hånddesinfektion uden ethanol

Produktbeskrivelse

IntelliCare dispensersystemet udviklet til at imødekomme alle behov for håndhygiejne med en fleksibel, moderne og solid platform der er anvender såvel flydende som skumprodukter indenfor håndsæber, hånddesinfektion og håndcremer. Dispenseren er designet på en måde, hvor det ikke umiddelbart er muligt at overføre bakterier og vira - det betyder optimal hygiejne. Er fremstillet i ABS plast, hvilket gør den stærk, nem at rengøre og uden mulighed for at ruste. Vinduet i dispenseren gør det nemt at se, hvilken sæbe der er i brug, og hvor meget der er tilbage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Diversey
Vareserie	IntelliCare
Farve	Hvid
Features	Til sæbe, creme og desinfektion
Materiale	ABS
Længde/dybde	10.1 cm
Bredde	15.8 cm
Højde	28.2 cm
Strømspecifikationer	1,5V
Inkluderet tilbehør	Inkl. 4 x C batterier
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Doseringsinstruktioner	Dosering kan indstilles til hhv. 0,4 ml eller 1 ml. Vi anbefaler at man vælger 1 ml.
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	11 cm	16 cm	27 cm	7615400759811
stk	1 stk				