



Varenummer 1999911933



Gastro

Låg, ABENA Gastro, 12x17cm, klar, RPET, til 750/1000 ml skål

- ✓ Kraftig kvalitet
- ✓ Flot klarhed



Produktbeskrivelse

Fuldend dit bæger eller salatskålen med et praktisk og kraftigt låg fra ABENA Gastro. Det transparente låg sørger for at hygiejnen holdes i top og indholdet beskyttes under transport og opbevaring. Samtidig gør låget det nemt og sikkert at stable bægerne. Den smarte snap-on funktion gør det nemt at montere låget.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Vaseserie	Gastro
Farve	Klar
Features	Til 750/1000 ml skål
Materiale	RPET
Længde/dybde	12 cm
Bredde	17 cm
Vægt, netto	0.22 g
Vægt, brutto	0.22 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 282/2008
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatur Tolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39.9 cm	37 cm	37.5 cm	5703538475283
pk	50 stk	33 cm	18.3 cm	14.4 cm	5703538475276
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



rPET er en type
genbrugsplast.