



Varenummer 1999911934




Fikseringstrusse, ABENA Fix Net, S, hvid, gul farvekode

- ✓ Tynd netfikseringstrusse
- ✓ Bredt størrelsesudvalg (S-XXL)
- ✓ Horisontale stabiliserende zoner sikrer optimal fiksering
- ✓ Farvekodet linning giver nem produktidentifikation
- ✓ Flergangsbrug – kan vaskes op til 25 gange



Produktbeskrivelse

ABENA Fix Net er en tynd unisex netfikseringstrusse til flergangsbrug. Netstrikketeknologien er baseret på kædestriking: En metode, hvor garnet strikkes i zig-zag-masker i materialets længderetning. ABENA Fix Net er forsynet med horisontale stabiliserende zoner, der er ideelle til at holde bind og bleer sikkert på plads. På trods af sin lette konstruktion er netproduktet holdbart i brug. ABENA Fix Net er forsynet med en farvekode for nem produktidentificering på forpakningen og på indersiden af linningen. Derudover er produkt navn, størrelse, vaskeanvisninger og materialesammensætning tydeligt på forpakningen. Fremstillet af 87% polyester og 13% elastan.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstrusse
Varemærke	ABENA
Vareserie	Fix Net
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Gul farvekode
Ingredienser/sammensætning	87% polyester, 13% elastan
Længde/dybde	400 mm
Bredde	85 mm
Livvidde	60-90 cm
Låromkreds	35-50 cm
Hoftevidde	70-120 cm
Vægt, netto	11 g
Køn	Unisex
Produktionsmetoder	Raschel (Mesh Pants)
Certifikater	UKCA, CE, MD, OEKO-TEX
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C. Tørretumbles på let niveau. Tåler vask op til 25 gange. Ved brug af vaskepose forlænges produktets levetid. Brug af skyllemiddel anbefales ikke.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

ABENA Fix Net skal bæres som del af en todelt absorberende inkontinensløsning og bruges til fiksering af bind/ble. Fikseringstrussen er bredere i skridtstykket og mere elastisk end normalt undertøj. Fikseringstrussen giver høj komfort og sikkerhed.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	43.2 cm	31.1 cm	20.8 cm	5703538475306
pk	50 stk	20.8 cm	27.4 cm	16.6 cm	5703538475290
stk	1 stk				

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.

UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarter og lovgivning i Storbritannien.

Produktet indeholder ikke latex.

Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.

Produktet må ikke bleges.

Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.

Produktet må ikke stryges.

Produktet må ikke kemisk renses.

Produktet kan vaskes op til 25 gange.

