



Varenummer 1999911939



Fikseringstruse, ABENA Fix Net One, One size, hvid

- ✓ Tynd netfikseringstruse
- ✓ Onesize
- ✓ Horisontale stabiliserende zoner sikrer optimal fiksering
- ✓ Farvekodet linning giver nem produktidentifikation
- ✓ Flergangsbrug - kan vaskes op til 20 gange



Produktbeskrivelse

ABENA Fix Net One er en unisex netfikseringstruse i onesize. Dette er en god og omkostningseffektiv model til flergangsbrug. Netstrikketeknologien er baseret på kædestrikning: En metode, hvor garnet strikkes i zig-zag-masker i materialets længderetning. ABENA Fix Net One er forsynet med horisontale stabiliserende zoner, der er ideelle til at holde mindre bind sikkert på plads for en øget lækagesikkerhed. ABENA Fix Net One er udstyret med en farvekode til nem produktidentificering på forpakningen, hvor man kan se produktnavn, størrelse, vaskeanvisninger og materialesammensætning. Fremstillet af 88% polyester og 12% elastan.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstruse
Varemærke	ABENA
Vareserie	Fix Net One
Model	One
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	88% polyester, 12% elastan
Livvidde	70-140 cm
Hoftevidde	90-130 cm
Vægt, netto	9 g
Vægt, brutto	9 g
Køn	Unisex
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes ved 60°C. Tørretumbles på let niveau. Tåler vask op til 25 gange. Ved brug af vaskepose forlænges produktets levetid. Brug af skyllemiddel anbefales ikke.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

ABENA Fix Net One skal bæres som del af en todelt absorberende inkontinensløsning og bruges til fiksering af bind/ble. Fikseringstrussen er bredere i skridt-

stykket og mere elastisk end normalt undertøj. Fikseringstrussen giver høj komfort og sikkerhed.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	600 stk	50 cm	35 cm	64.2 cm	5703538475405
pk	100 stk	33.4 cm	25.6 cm	21 cm	5703538475399
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Designet til at følge kroppens konturer og sikre en tæt, behagelig pasform, der bliver siddende som den skal.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke kemisk renses.



Produktet må ikke stryges.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet kan vaskes op til 20 gange.



Mesh-strikketeknologi er baseret på kædestrik, en metode hvor garnet danner zigzag-sømme langs stoffets længde, i modsætning til sømløs/skudtrådstrik.

