



Varenummer 1999912017

## Kinesiologitape, 5,5m x 5cm, sort



### Produktbeskrivelse

Kinesiologitape til tapning på hud - over muskler, sener og led. I modsætning til den traditionelle hvide sportstape, så er kinesiologitape ekstra elastisk, hvilket gør det optimalt at anvende til dæmpning af muskelspændinger, aktivering og aflastning af muskler samt understøttelse af sener og led. Tapen er udstyret med en papirbagside, som muliggør at klippe i tapen før påsætning.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kinesiologitape
Farve	Sort
Længde/dybde	5.5 m
Bredde	5 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 rl	16.8 cm	16.1 cm	8.5 cm	04052919008741
rl	1 rl				04052919008734



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.