


**Varenummer** 1999912069

## Hygiejnespand, Morandi, hvid, plast, 8 l, med sensor og touch låg

### Produktbeskrivelse

Trendy rektangulær vægbeholder i plast med sensor og berøringskontaktpanel til at åbne lågen med en enkel bevægelse. Lukker automatisk og lyd-løst efter 5 sekunder. Det slanke design og sensorbetjening gør den ideel til vægmontering i små sanitære områder. Udstyret med affaldsposeholder for at holde affaldsposen pænt på plads. Tætningsringen omkring låget sikrer en effektiv tilbageholdelse af ubehagelige lugte i affaldsbeholderen. Inkluderer monteringsmateriale til vægmontering. Kører på 4 AAA-batterier (medfølger ikke). Lavt energiforbrug.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejnespand
Varemærke	Morandi
Model	Smart Sensor Eko
Farve	Hvid
Features	Med sensor og touch låg
Materiale	Plast
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	25.9 cm
Højde	31 cm
Vægt, netto	1.24 kg
Vægt, brutto	1.24 kg
Rumindhold, brutto	8 l
Volumen af rum	8 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	31.5 cm	22 cm	36.7 cm	8713631193332
stk	1 stk				



Affaldsspand med poseholder.



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.

