



Varenummer 1999912143

## Bakke, C 0160-1N, 5cm, Ø16cm, 620 ml, evolve, CPET, 1-rums, standard serie, rund, biret

- ✓ En innovativ tilgang til emballage
- ✓ Bakker til det professionelle køkken



### Produktbeskrivelse

Evolve er en spændende og innovativ produktserie af bakker og beholdere udviklet til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Bakkerne er produceret af genanvendt post consumer PET. Det betyder også, at produkterne skifter udtryk i løbet af året, alt efter hvilken farve, der dominerer den genanvendte plastik de fremstilles af. C-PET produkter er velegnede til alle slags fødevarer. Og så er de særligt gode til brug i ovn, da de tåler temperaturer på op til 220°C. Som låg kan man enten anvende lågfolie eller et praktisk snap-on låg, der gør det muligt at stable bakkerne hurtigt og sikkert.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 0160-1N
Sekundær farve	Evolve
Features	Standard serie, rund, biret
Materiale	CPET
Længde/dybde	5 cm
Diameter	16 cm
Vægt, netto	14.27 g
Rumindhold, brutto	620 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	-20°C - +70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	82.3 cm	48.9 cm	20.2 cm	5703969023657
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.