



Varenummer 1999912192

## Afspænding, Ecolab Toprinse Clean, 20 l, med farve og parfume

- ✓ Neutralt
- ✓ Hurtig tørring



### Produktbeskrivelse

Toprinse Clean er et neutralt afspændingsmiddel, der tørrer servicen hurtigt op og giver et skinnende resultat. Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Toprinse Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Toprinse Clean
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	4-6
Rumindhold, netto	20 l
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29.6 cm	25.8 cm	38 cm	
stk	20000 ml				4028159075751



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rens af opvaskemaskiner.



Produktet indeholder parfume.