



CLAX® Mop desinfektant

Flydende konserveringsmiddel til mopper og rengøringstekstiler

Beskrivelse

Clax Mop Desinfektant er et konserveringsmiddel som forhindrer udvikling af bakterier og skimmelsvamp op til tre døgn i vaskede moppe- og svabergarn. Clax Mop Desinfektant indeholder et veldokumenteret konserveringsmiddel med bredt spektrum, uskadelig for mopper og andre rengøringstekstiler. Doseres automatisk i vaskeprocessen.

Clax Mop Desinfektant indgår i TASKI Moppevaskesystemet. Systemet omfatter vask, konservering og klargøring af rengøringsklare mopper.

Dosering

Dunken tilsluttes Diverseys doseringssystem som herefter automatisk håndterer doseringen under vaskeprocessen. Dosering 10-15ml/kg

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

Tekniske data

pH-værdi (brugskoncentration): 3.5

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på

sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister. Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug og følg eventuelle lokale retningslinjer.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
100915791	Clax Mop Disinfectant 10L DK,S	Manuel dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 31/05/2022 da-DK (K00383)

