



Varenummer 1999912210

## Blegemiddel, Ecolab Ecobrite Perfekt Clean, 20 l, uden klor og farve, med parfume



### Produktbeskrivelse

Ecobrite Perfekt Clean er koncentreret oxygenbaseret blegemiddel til temperaturer mellem 40°C - 70°C. Det fjerner alle pletter, der kan bleges og kan anvendes på farvede tekstiler i alle vaskemaskiner.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Ecobrite Perfekt Clean
Features	Uden klor og farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	0,7-1,0
Rumindhold, netto	20 l
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004, (EU) 2019/1148
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	30.3 cm	25.8 cm	38.2 cm	4028159076130
stk	20000 ml				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet er ætsende.



Produktet er meget  
brandfarligt.



Produktet indeholder  
parfume.



Produktet indeholder ikke  
farve.



Produktet indeholder ikke  
klor.



Produktet kræver brug af  
øjenskyttelse.