




Aquanomic Solid Oxy

OXYGEN-BASERET AFBLEGNINGSMIDDEL I FAST FORM TIL TEKSTILER

Koncentreret oxygen-baseret blege- og pletfjerningsmiddel i fast form

- Høj ydelse - leverer uovertruffen pletfjerning uden at skade farverne
- Sikker & enkelt - mindre, letvægtsemballage for nem opbevaring, håndtering og påfyldning
- Miljøvenligt - højkoncentreret, fosfatfri, op til 70% mindre plastaffald sammenlignet med almindelige flydende midler
- Effektiv vask - Aquanomic vaskeprocessen optimerer tids-, vand- og energiforbrug



BRUGERVEJLEDNING

Aquanomic Solid Oxy kan anvendes til alle tekstiler, der tåler blegning (kontroller plejesymboler og instruktioner på tekstilerne før brug; ikke egnet til uld, silke, lycra).

Temperatur ved brug 60-90°C.

Aquanomic Solid Oxy er designet til automatisk dosering og bruges i Aquanomic Solid Dispenser.

ANBEFALING

Din Ecolab ekspert installerer og justerer Aquanomic Solid Laundry System efter dine vaskebehov for at opnå optimale resultater.

SIKKERHED

Kun til professionelt brug.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiket og sikkerhedsdatablad

INFORMATION

Undgå at bruge sammen med klorinbaseret blegemiddel, da det kan udløse farlige dampe.

pH-værdi: (1 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

EMBALLAGE

2 x 1,36 kg

OPBEVARING

Opbevares i temp. mellem 0 - 40 °C og kun i original emballage.