



Regain Clean S

MILJØMÆRKET RENGØRINGS- MIDDEL TIL KØKKENGULVE


Regain Clean S er et effektivt rengøringsmiddel til daglig rengøring af køkkengulve.

Det høje indhold af overfladeaktive stoffer og aktive ingredienser, bevirker at Regain Clean S nemt fjerner organisk snavs såsom olie, fedt og protein. Regain Clean S kan ligeledes anvendes på keramiske- og skridsikre fliser. For at øge brugersikkerheden er der tilsat farveindikator.



Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Regain Clean S certificeret med EU-blomsten som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage.

Anvendelse: Til daglig rengøring af alle vandresistente gulve.

- **Clean** - Perfekt rengøringsresultat med miljøet i højsædet.
- **Safe** - Udvælgelse af råmateriale og emballage garanterer en høj økologisk standard.
- **Efficient** - Effektiv selv ved lav koncentration.



BRUGERVEJLEDNING



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Klargør en brugsopløsning ved at tilsætte 50-100 ml **Regain clean S** til en spand indeholdende 10L vand. Alt afhængig af besudsningsgraden kan koncentrationen forøges.
- 3 Ved manuel gulvvask moppes gulvet med foreksempel en Rasan TEC moppe.
- 4 Efterskyl med rent vand.

INFORMATION

Sammenlignet med andre produkter, skal der kun anvendes en lille mængde af Regain Clean S. Korrekt dosering minimerer udgifter og påvirkning af miljøet.

Ved yderligere information henvises til følgende hjemmeside <http://ecolabel.eu>

Kun til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes adskilt fra føde- og drikkevarer.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem 0° og 40°C i original emballage.

EMBALLAGE

2x5L dunke i hvert karton.