



Varenummer 1999912237



Microporous tape, ABENA, 9,14m x 2,5cm, hvid, m/dispenser, pakket enkeltvis, latexfri, usteril

- ✓ Åndbar
- ✓ 'Hudvenlig
- ✓ Latex fri



Produktbeskrivelse

ABENA Mikroporøs tape er fremstillet af viscose/rayon med en hypoallergen klæber. Tillader huden at ånde. Kan anvendes under røntgenoptagelser og er latexfri. Kan let rives over uden brug af saks.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Microporous tape
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	M/dispenser, pakket enkeltvis, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Rayon, viskose, akrylklæb
Længde/dybde	9.14 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	60 cm	41.6 cm	29.2 cm	5713571004654
stk	1 stk				5713571004647



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.