


**Varenummer** 1999912257

## Portionsbæger, 4,7cm, Ø9,5cm, 195 ml, evolve, CPET, 1-rums

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

Portionsbæger, bruges op til 220 grader

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Sekundær farve	Evolve
Materiale	CPET
Højde	4.7 cm
Diameter	9.5 cm
Vægt, netto	5.94 g
Vægt, brutto	5.94 g
Rumindhold, netto	195 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200C og i 30 minutter ved 225C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 225°C.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2160 stk	60 cm	40 cm	38 cm	5703969043020
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.