



Varenummer 1999912306

Genoplivningsballon, Ambu SPUR II, uden mediport, uden konnektor, voksen str. M, engangs



Produktbeskrivelse

Engangs genoplivningsballon uden mediport og uden ekstra tilslutningskonnektor. Den selvoppustelige SEBS-pose er responsiv og giver tydelig fysisk feedback i hænderne, så modstand og bevægelse under ventilation let kan mærkes under ventilation. Det transparente ventilhus gør ventilfunktionen let at overvåge. Enheden kan anvendes både med og uden ilttilførsel og kan levere høje iltkoncentrationer (op til 100 % FiO₂) ved brug af ekstern iltkilde. Leveres klar til brug med reservoirbag, 213 cm oxygenslange. Masken kan roteres 360° for enkel positionering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genoplivningsballon
Varemærke	Ambu
Vareserie	SPUR II
Features	Uden mediport, uden konnektor, voksen str. M
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	40.2 cm	31.2 cm	45 cm	05707480043606



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.