


Varenummer 1999912310

Længdemåler, Seca, Seca 210, 125x14x30cm, hvid, til babyer og småbørn, foldbar, måleområde 10-99 cm

- ✓ Kan rulles sammen
- ✓ Fast hovedstop
- ✓ Nem at vedligeholde
- ✓ Tåler alle almindelige desinfektionsmidler



Produktbeskrivelse

Mobil målemåtte til babyer og små børn. Måtten kan rulles sammen, så den både er pladsbesparende og transportabel. Med fast hovedstop. Nem at rengøre - tåler alle almindelige desinfektionsmidler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Længdemåler
Varemærke	Seca
Model	Seca 210
Farve	Hvid
Features	Til babyer og småbørn, foldbar, måleområde 10-99 cm
Længde/dybde	125 cm
Bredde	14 cm
Højde	30 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	48.8 cm	28.7 cm	34.2 cm	4012030014304
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.