



Kristalin bio KONCENTRERET SANITETSRENGØRINGSMIDDEL

Kristalin Bio har en avanceret formular, der kombinerer udvalgte bakteriestammer med traditionelle rengøringsmidler for at fjerne komponenter der findes i urin. Produktet eliminerer hovedårsagen til dårlig lugt, samtidigt med at den fjerner snavs. Bakterierne fordøjer fedt, olie, protein og stivelse sammen med andet organisk affald. Kristalin Bio fjerner skidt fra fuger, keramik fliser, marmor, beton, badeværelsesarmaturer og rør. Et dagligt sprøjt af Kristalin Bio i vasken eller afløbet eliminerer tilstoppelse og holder dem rene.






Performance Udvalgte bakterier fordøjer urinsyre, fedt, olie, protein og stivelse samt andet organisk affald, samtidig med at dårlig lugt elimineres.

Efficiency Kristalin Bio reducerer vand og arbejdsomkostninger.

Safety Baseret på sikker mikroorganisme teknologi.



BRUGERVEJLEDNING



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetikette for detaljeret brugsinformation.
- 2 Anvend passende beskyttelse når du bruger produktet.

TIL OVERFLADERENGØRING

- 3 Tilsæt 100-120 ml Kristalin Bio per liter vand.
- 4 Tør overfladen af med en klud eller svamp. Skyl efter med vand eller tør af med en ren, fugtig klud. Brug Kristalin Bio i kombination med røde Polifix mikrofiberklude for at undgå krydskontamination.

TIL MANUEL GULVRENGØRING

- 5 Tilsæt 2% Kristalin Bio i spanden. (200 ml per 10L)
- 6 Vask gulvet og lad det tørre. Vi anbefaler, at produktet bruges i kombination med rasanTEC® moppesystem.
- 7 Efterskyl er ikke nødvendigt.

INFORMATION

Kun til professionelt brug!
Husk at anbringe advarselsskilte, så længe gulvet er vådt.
pH værdi (conc.): 7 - 9

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!
Må ikke indåndes!
Må ikke sprayes. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.
For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produktetikette og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem 5 °C og 45 °C i original, lukket emballage.

EMBALLAGE

6 x 1L
2 x 5L