



Varenummer 1999912367

## Bækkensyl, Ecolab Topmatic Clinil, 5 l, med farve, uden parfume

### Produktbeskrivelse

TOPMATIC CLINIL, Bækkensyl og fadevaskemiddel. Tilsættes maskinen gennem et automatisk doseringsudstyr. Fjerner effektivt indtørrede belægninger af f.eks. blod, protein, kalksæbe og hudfedt på rustfri stålinstrumenter, vaskefade, bidétkummer, bækkener m.m. Forhindrer kalkaflejringer i maskinen og på opvaskegodset og kan bruges i vand af alle hårdhedsgrader.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bækkensyl
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Topmatic Clinil
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	12,80
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	44 cm	14.6 cm	36.7 cm	4028159035670
stk	5000 ml				4028159035687



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet bruges til opvaskemaskiner.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.