

GREASE EXPRESS™



Rengøringsmiddel til grill



- Anvendes på varm grill
- Kort rengøringstid
- Fremragende rengøringsevne





Rengøringsmiddel til grill

Produktbeskrivelse

Grease Express er et hurtigtvirkende rengøringsmiddel til grill, der er let at anvende. Produktet er specielt udviklet til brug som rengøringsmiddel og affedter ved tilberedning af levnedsmidler og til brug ved høje grilltemperaturer.

At grillen kan rengøres, mens den er varm, eliminerer smitte mellem fødevarerne, mens de tilberedes, og er med til at reducere sundhedsrisici.

Tilhørende effektive rengøringsværktøj som f.eks. Ecolabs grillmåtte, der ikke ridser, og neopren grillskraber reducerer den tid, der bruges til rengøring.

Brugsanvisning

1. Skrab fødevarerester væk
2. Sluk grillen lige inden produktet påføres
3. Påfør produktet og dæk hele overfladen med et tyndt lag Grease Express. Der må ikke skrubbes, mens produktet påføres. For at produktet kan virke hurtigt og ordentligt, skal grillen være varm (maks. 175° C). Lad produktet sidde og boble i 1 minut. Grillen må ikke aftørres, da den vil blive sværere at rengøre.
4. Skrub forsigtig med en ikke-ridsende grillmåtte. Det løsner og nedbryder hurtigt forkullet fedt, således at snavset hurtigt kan tørres af.
5. Skrab grillen med en Ecolab varmeresistent neopren skraber. Den efterlader på ingen tid grillen funkende ren. Skyl måtte og skraber efter brug.
6. Aftør med en ren, fugtig klud. Gentag processen, hvis det er nødvendigt.
7. Påfør en smule frisk vegetabilsk olie på grillens overflade. Anvend kun papirhåndklæde.

Ingredienser

Fremstillet af glycerin og alkalier.
Indeholder ikke ingredienser i henhold til vaskemiddelregulativ 648/2004/EC.

Lagerforhold

Skal opbevares i original emballage.
Hold emballagen tæt lukket.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler og dyrefoder.
Opbevares mellem 0 og 52° C.

Sikkerhed

Kun til professionelt brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.
For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner henvises til produktetiket samt sikkerhedsdatablad.

Emballage

4 x 1 l pr. kasse