



Varenummer 1999912522



Vådsuger, Diversey TASKI, Vacumat 22T, grå, 45 l, komplet

Produktbeskrivelse

Enkel og robust vandsuger, udbygget med praktisk kørestel med kipfunktion. En funktion, der letter aftømning af tanken, samt giver mulighed for tømning uden tunge løft. TASKI vacumat 22 T kan udstyres med traditionel slange, rør og mundstykke eller det praktiske, faste 65 cm vandsugningsmundstykke "Fixomat" til brug på større frie arealer. Leveres komplet med kørestel/kipstel, S-rør, slange og vandsugningsmundstykke.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vådsuger
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Vacumat 22T
Farve	Grå
Features	Komplet
Længde/dybde	680 mm
Bredde	530 mm
Højde	930 mm
Volumen af rum	45 l
Inkluderet tilbehør	Køre/kipstel, S-rør og slange, 65 cm vandsugningsmundstykke

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				7615400224517
stk	1 stk				