



Varenummer 1999912522



## Vådsuger, Diversey TASKI, Vacumat 22T, grå, 45 l, komplet

### Produktbeskrivelse

Enkel og robust vandsuger, udbygget med praktisk kørestel med kipfunktion. En funktion, der letter aftømning af tanken, samt giver mulighed for tømning uden tunge løft. TASKI vacumat 22 T kan udstyres med traditionel slange, rør og mundstykke eller det praktiske, faste 65 cm vandsugningsmundstykke "Fixomat" til brug på større frie arealer. Leveres komplet med kørestel/kipstel, S-rør, slange og vandsugningsmundstykke.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vådsuger
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Vacumat 22T
Farve	Grå
Features	Komplet
Længde/dybde	680 mm
Bredde	530 mm
Højde	930 mm
Volumen af rum	45 l
Inkluderet tilbehør	Køre/kipstel, S-rør og slange, 65 cm vandsugningsmundstykke

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				7615400224517
stk	1 stk				