




Varenummer 1999912541

Tavle, Logmar, Eyekey&OpticianA,
45x45cm, hvid, 3m afstand



Produktbeskrivelse

"Snap-on" synsprøvetavle med optotypes. Anvendes sammen med LED-panel, som skal tilkøbes. Kan leveres som singletavler eller kombitavler. Uanset hvilken tavle du vælger er den nøje tilpasset sundhedsmyndighedernes anbefalinger om brug af logaritmisk skala - og til dine afstandskrav. Der er samtidig bevaret muligheden for, at du i en tid endnu kan benytte dig af den gammelkendte decimalfraktions-skala. Du kan derfor kunne vente med at slå over på logaritmisk skala til det måtte blive et decideret krav fra sundhedsmyndighederne. Synstavlerne er alle CE/MDR godkendte og overholder ALLE "golden standards", samt nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne- bl.a. vedr. brug af logaritmisk skala. . Du finder det rette panel under tilhørende varer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tavle
Varemærke	Logmar
Model	Eyekey&OpticianA
Farve	Hvid
Features	3m afstand
Længde/dybde	45 cm
Bredde	45 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	45 cm	45 cm	1 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.