




Varenummer 1999912547

Tavle, Logmar, Eyekey&OpticianA,
60x60cm, hvid, 3,5m afstand



Produktbeskrivelse

"Snap-on" synsprøvetavle med optotypes. Anvendes sammen med LED-panel, som skal tilkøbes. Kan leveres som singletavler eller kombitavler. Uanset hvilken tavle du vælger er den nøje tilpasset sundhedsmyndighedernes anbefalinger om brug af logaritmisk skala - og til dine afstandskrav. Der er samtidig bevaret muligheden for, at du i en tid endnu kan benytte dig af den gammelkendte decimalfraktions-skala. Du kan derfor kunne vente med at slå over på logaritmisk skala til det måtte blive et decideret krav fra sundhedsmyndighederne. Synstavlerne er alle CE/MDR godkendte og overholder ALLE "golden standards", samt nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne- bl.a. vedr. brug af logaritmisk skala. . Du finder det rette panel under tilhørende varer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tavle
Varemærke	Logmar
Model	Eyekey&OpticianA
Farve	Hvid
Features	3,5m afstand
Længde/dybde	60 cm
Bredde	60 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	70.5 cm	67 cm	2.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.