



Varenummer 1999912601

Isboks, 750 ml, hvid, EPS, med låg

✓ perfekt til langtidsopbevaring



Produktbeskrivelse

Isboks med låg til påfyldning. Produktet må ikke sælges med bestik på påfyldningsstedet, da det er en transportkasse og ikke en take-away boks i følge EU plastforbudet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Isboks
Farve	Hvid
Features	Med låg
Materiale	EPS
Rumindhold, brutto	750 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -80C til +40C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -80°C til +40°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	230 stk	75.5 cm	59.7 cm	83.3 cm	5703538477195
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.