



Varenummer 1999912652

Suturtape, Omnistrip, 127x45mm, beige, nonwoven/PA/polyester, let elastisk, latexfri, ark á 4 strips, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Omnistrip suturtape er en let elastisk suturtape, som stabiliserer sår - ofte i kombination med suturer - samt når suturerne er fjernet, da fremmes sårhelingen ved at holde sårkanterne sammen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	Omnistrip
Sekundær farve	Beige
Features	Let elastisk, latexfri, ark á 4 strips, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, PA, polyester
Længde/dybde	127 mm
Bredde	45 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	39.2 cm	20.6 cm	13.8 cm	04049500484480
pk	50 ark	19.3 cm	12.3 cm	6 cm	4049500263887
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt